

Distribuido por:



Tel. +34 854 53 63 74

satcliente@lrdiagnostico.com

www.lrdiagnostico.com

# ClassicLab

laboratorio polivalente, económico y eficaz



ClassicLab® es el sistema de mobiliario idóneo para los laboratorios con espacios de trabajo fijos y definidos.

Los muebles inferiores están dotados de zócalos directamente en contacto con el pavimento, de modo que son totalmente adecuados para las salas blancas, áreas clínicas, zonas de microbiología, etc.


El sistema ClassicLab® soporta las encimeras de trabajo con los muebles inferiores, sin estructura adicional, siendo capaz de admitir un peso de 180 kg/m<sup>2</sup> sin deformaciones visibles en sus componentes.

ClassicLab® ofrece el laboratorio donde quedan reunidos de forma equilibrada tanto la estanqueidad y la asepsia como el aspecto decorativo y la eficacia.




## Configuraciones básicas:

Mesa mural Classiclab:



Mesa central Classiclab:





Mesa mural ClassicLab con fregaderos de polipropileno y armarios murales



Mesa mural ClassicLab y armarios murales



Mesa mural Classiclab, con cantos amarillos.



Mesa central ClassicLab con estantes y columnas multifunción