



CENTRIFUGAS USO CLINICO

406 | 416 | 1248 | 1580

624R | 1248R | 1236R | 1580R | 1096R

Más silenciosas

menor consumo

GYROZEN

8

razones para comprar una centrífuga

GYROZEN



Display DIGITAL

Sencilla visualización de los parámetros. Botones de membrana para programación con guantes.



ID ROTOR

Reconocimiento automático del rotor. Mayor Seguridad.



Tapa AUTOMÁTICA

Apertura automática al final del ciclo.



"FAST COOL"

Función de enfriamiento rápido hasta 4°C en 5 min en los modelos refrigerados.



PROGRAMAS

Número de programas almacenables en la memoria.



Tapa MOTORIZADA

Fácil cierre y apertura de la tapa motorizada.



TEMPORIZADOR a la velocidad de meseta

Ciclos de centrifugación 100% reproducibles.



FIN de ciclo

Aviso acústico al final del ciclo



GYROZEN

Centrífugas Clínicas Ventiladas

GZ-406



GRA-15-6A



Velocidad	4.000 rpm 2.075 xg
Rotor	Ángulo fijo \sphericalangle 45°

GZ-416



GRA-S-15-16A



Velocidad	4.000 rpm 2.700 xg
Rotor	Ángulo fijo \sphericalangle 45°



GRS-S-100-4
GLB-b100-100



Velocidad	4.000 rpm 2.774 xg
Rotor	Oscilante \sphericalangle 90°



GRS-S-100-4
GLB-10-8-100



Velocidad	4.000 rpm 2.774 xg
Rotor	Oscilante \sphericalangle 90°

GZ-1248



GRA-G-15-24



Velocidad	4.000 rpm 3.134 xg
Rotor	Ángulo fijo \sphericalangle 45°



GRS-G-100-6
GLB-b100-100



Velocidad	4.000 rpm 3.105 xg
Rotor	Oscilante \sphericalangle 90°



GRS-G-r250-4
GLB-r250-r250



Velocidad	4.000 rpm 3.134 xg
Rotor	Oscilante \sphericalangle 90°

GZ-1580



GRS-G-750-4
GLB-b750-750



Velocidad	4.000 rpm 3.667 xg
Rotor	Oscilante \sphericalangle 90°



GRS-G-r750-4
GLB-r750-r750



Velocidad	3.600 rpm 2.898 xg
Rotor	Oscilante \sphericalangle 90°

Centrífugas Clínicas Refrigeradas

GZ-624R



GRA-S-15-16A



GRS-S-100-4
GLB-b100-100



GRS-S-100-4
GLB-10-8-100



Velocidad	4.000 rpm 2.773 xg
Rotor	Ángulo fijo \curvearrowright 45°

Velocidad	4.200 rpm 3.059 xg
Rotor	Oscilante \curvearrowright 90°

Velocidad	4.200 rpm 3.059 xg
Rotor	Oscilante \curvearrowright 90°

GZ-1248R · GZ-1236R



GRA-G-15-24



GRS-G-100-6
GLB-b100-100



GRS-G-r250-4
GLB-r250-r250



Velocidad	4.000 rpm 3.134 xg
Rotor	Ángulo fijo \curvearrowright 45°

Velocidad	4.000 rpm 3.105 xg
Rotor	Oscilante \curvearrowright 90°

Velocidad	4.000 rpm 3.134 xg
Rotor	Oscilante \curvearrowright 90°

GZ-1580R



GRS-G-750-4
GLB-b750-750



GRS-G-r750-4
GLB-r750-r750



Velocidad	4.000 rpm 3.667 xg
Rotor	Oscilante \curvearrowright 90°

Velocidad	3.600 rpm 2.898 xg
Rotor	Oscilante \curvearrowright 90°

GZ-1096R



GRS-L-750-6
GLB-750-750



GRS-L-r750-4
GLB-r750-r750




Velocidad	4.000 rpm 3.982 xg
Rotor	Oscilante \curvearrowright 90°

Velocidad	3.600 rpm 2.898 xg
Rotor	Oscilante \curvearrowright 90°



GRS-L-750-6
GLB-750-750



Velocidad	4.000 rpm 3.982 xg
Rotor	Oscilante \curvearrowright 90°

Guía Resumen - Centrífugas para uso Clínico

Modelo	Tipo	Rotor y Buckets	Tubos 3/5/7 ml	Tubos 10/15 ml
Centrífugas Ventiladas				
GZ-406	 Sobremesa Ventilada	GRA-15-6A	6	6
GZ-416	 Sobremesa Ventilada	GRA-S-15-16A	16	16
		GRA-S-100-4 GLB-b100-100	20	20
		GRS-S-100-4 GLB-10-8-100	32	32
GZ-1248	 Sobremesa Ventilada	GRA-G-15-24	24	24
		GRS-G-100-6 GLB-b100-100	30	30
		GRS-G-r250-4 GLB-r250-r250	48	48
GZ-1580	 Sobremesa Ventilada	GRS-G-750-4 GLB-b750-750	96	84
		GRS-G-r750-4 GLB-r750-r750	125	80
Centrífugas Refrigeradas				
GZ-624R	 Sobremesa Refrigerada	GRA-S-15-16A	16	16
		GRS-S-100-4 GLB-b100-100	20	20
		GRS-S-100-4 GLB-10-8-100	32	32
GZ-1248R GZ-1236R	 Sobremesa o suelo Refrigerada	GRA-G-15-24	24	24
		GRS-G-100-6 GLB-b100-100	30	30
		GRS-G-r250-4 GLB-r250-r250	48	48
GZ-1580R	 Sobremesa Refrigerada	GRS-G-750-4 GLB-b750-750	96	84
		GRS-G-r750-4 GLB-r750-r750	125	80
GZ-1096R	 Suelo Refrigerada	GRS-L-750-6 GLB-750-750	144	126
		GRS-L-r750-4 GLB-r750-r750	120	80





Distribuido por:



Tel. +34 854 53 63 74
satcliente@lrdiagnostico.com
www.lrdiagnostico.com