

Urispin reader 120 SMART / 500

Urine strips automatic reader
Lector automático para tiras de orina



Easy to operate
Fácil manejo

Large touch screen LCD
Pantalla táctil

Reliable · Fiable

Automatic calibration
Calibración automática

Can read strips with
10 parameters

Puede leer tiras de
10 parámetros



Urispin reader 120 SMART

120 strips/hour; 60 strips/hour optional

Automatic calibration

Includes thermal printer

Optional bar code

Memory: last 2000 records

Operation conditions : 0-40°C

Dimensions : 27,2 cm x 26,9 cm x 14,5 cm

Weight : 2,6 Kg.

120 tiras/hora; 60 tiras/hora opcional

Calibración automática

Incluye impresora térmica

Lector código de barras opcional

Memoria: últimos 2000 resultados

Temperatura de trabajo: 0-40°C

Dimensiones: 27,2 cm x 26,9 cm x 14,5 cm

Peso: 2,6 Kg.

Urispin reader 500

Super-high luminosity cold light source

High test speed, 500 strips/hour

Large LCD touch-screen

Build-in thermal printer

Data memory: 2000 patient results

Optional bar code

Automatic calibration

Memory: last 2000 records

Operation conditions : 0-40°C

Dimensions: 36,6 cm x 28,3 cm x 19,5 cm

Weight: 4 Kg.

Fuente de luz fría de alta luminosidad

Velocidad de análisis: 500 tiras/hora

Pantalla táctil panorámica LCD

Incluye impresora térmica

Memoria: 2000 resultados

Lector código de barras opcional

Calibración automática

Memoria: últimos 2000 resultados

Temperatura de trabajo: 0-40°C

Dimensiones: 36,6 cm x 28,3 cm x 19,5 cm

Peso : 4 Kg.



References · Referencias

Urispin reader U120 SMART 5004003

Urispin reader U500 5004002

Optional barcode reader · Lector de código de barras opcional

Urine strips · Tiras para orina

URIN- 10 BLO/PROT/KET/GLU/BL/NIT/UROBIL/SG/LEUK 52010

Distribuido por:



Tel. +34 854 53 63 74

satcliente@lrdiagnostico.com

www.lrdiagnostico.com

Spinreact SAU
Ctra Sta. Coloma, 7
17176 St. Esteve d'en Bas
Girona, Spain
Tel. +34 972 690 800
Fax +34 972 690 099
spinreact@spinreact.com

Commercial Office
C/ Plató, 6
08021 Barcelona, Spain
Tel: +34 93 200 35 44
Fax: +34 93 209 72 62
comercial@spinreact.com
www.spinreact.com